

Nur für Forschungszwecke

PDZD3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 18795-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
18795-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 600 µg/ml von
Nanodrop und 507 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG6931

GenBank-Zugangsnummer:
BC029042

GeneID (NCBI):
79849

Vollständiger Name:
PDZ domain containing 3

Berechnete Masse:
571 aa, 61 kDa

Beobachtete Masse:
54-60 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000
für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB: Ratten nierengewebe, Maus-Kolongewebe

IP: Mause nierengewebe,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



rat kidney tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18795-1-AP (PDZD3 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-PDZD3 (IP:18795-1-AP, 4ug; Detection:18795-1-AP 1:500) with mouse kidney tissue lysate 4800ug.