

Nur für Forschungszwecke

KCNK18 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 18806-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

18806-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

BC152979

GeneID (NCBI):

338567

Vollständiger Name:

potassium channel, subfamily K, member 18

Berechnete Masse:

384 aa, 44 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

KCNK18, also named as TRESK and TRIK, is an outward rectifying potassium channel which produces rapidly activating outward rectifier K⁺ currents. It may function as background potassium channel that sets the resting membrane potential. KCNK18 is inhibited by arachidonic acid and other naturally occurring unsaturated free fatty acids. KCNK18 channel activity is enhanced by volatile anesthetics, such as isoflurane.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

