

Nur für Forschungszwecke

UPB1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:18831-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

18831-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

BC139843

GeneID (NCBI):

51733

Vollständiger Name:

ureidopropionase, beta

Berechnete Masse:

43 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

UPB1, also named as BUP1, belongs to the CN hydrolase family and BUP subfamily. UPB1 converts N-carbamyl-beta-aminoisobutyric acid and N-carbamyl-beta-alanine to, respectively, beta-aminoisobutyric acid and beta-alanine, ammonia and carbon dioxide.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

