

Nur für Forschungszwecke

MAP3K15 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 18849-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

18849-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_001001671

GeneID (NCBI):

389840

Vollständiger Name:

mitogen-activated protein kinase

kinase kinase 15

Berechnete Masse:

147 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

MAP3K15 belongs to the protein kinase superfamily; STE Ser/Thr protein kinase family and MAP kinase kinase kinase subfamily. It is a component of a protein kinase signal transduction cascade. It contains 1 protein kinase domain.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

