

Nur für Forschungszwecke

GJE1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 18851-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

18851-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

AL033522

GeneID (NCBI):

100126572

Vollständiger Name:

gap junction protein, epsilon 1, 23kDa

Berechnete Masse:

24 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

GJE1, also named as Cx23, belongs to the connexin family and Beta-type (group I) subfamily. It is a connexon which is composed of a hexamer of connexins

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

