

Nur für Forschungszwecke

POU3F4-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 19000-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

19000-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 747 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_000307

GeneID (NCBI):

5456

Vollständiger Name:

POU class 3 homeobox 4

Berechnete Masse:

39 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

OTF9 also named as BRN4 and POU3F4, belongs to the POU transcription factor family and Class-3 subfamily. OTF9 is a transcription factor which exerts its primary action widely during early neural development and in a very limited set of neurons in the mature brain. Mutation of OTF9 will cause of X-linked deafness type 3 (DFN3). This antibody is specific to OTF9.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

