

## Allgemeine Informationen

**Katalog-Nr.:**  
19098-1-AP

**Größe:**  
150ul, Konzentration: 500 µg/ml von  
Nanodrop und 207 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

**Wirt:**  
Kaninchen

**Isotyp:**  
IgG

**Immunogen Katalognummer:**  
AG13632

**GenBank-Zugangsnummer:**  
BC016856

**GeneID (NCBI):**  
4007

**Vollständiger Name:**  
prickle homolog 3 (Drosophila)

**Berechnete Masse:**  
69 kDa

**Beobachtete Masse:**  
69 kDa

**Reinigungsmethode:**

Antigen-Affinitätsreinigung

**Empfohlene Verdünnungen:**

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

## Anwendungen

**Geprüfte Anwendungen:**

IHC, WB, ELISA

**Getestete Reaktivität:**

Human, Maus, Ratte

**Hinweis-IHC: Antigenmaskierung mit TE-  
Puffer pH 9,0 empfohlen. (\*) Wahlweise  
kann die Antigenmaskierung auch mit  
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

**Positivkontrollen:**

WB: Jurkat-Zellen, HeLa-Zellen

IHC: humanes Kolongewebe, humanes Herzgewebe

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

**Lagerungspuffer:**

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech  
Group brand and is not available to purchase from any  
other manufacturer.**


## Ausgewählte Validierungsdaten



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19098-1-AP (PRICKLE3 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon using 19098-1-AP (PRICKLE3 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon using 19098-1-AP (PRICKLE3 antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).