

Nur für Forschungszwecke

# SERPINA10 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:19144-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
19144-1-AP

Größe:  
150ul

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG13618

GenBank-Zugangsnummer:  
BC022261

GeneID (NCBI):  
51156

Vollständiger Name:  
serpin peptidase inhibitor, clade A  
(alpha-1 antiproteinase, antitrypsin),  
member 10

Berechnete Masse:  
444 aa, 51 kDa

Reinigungsmethode:  
Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
ELISA

Getestete Reaktivität:  
Human, Maus, Ratte

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

