

Nur für Forschungszwecke

RFC1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:19159-1-AP

Vorgestelltes Produkt



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
19159-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 450 µg/ml von
Nanodrop und 333 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG13585

GenBank-Zugangsnummer:
BC051751

GeneID (NCBI):
5981

Vollständiger Name:
replication factor C (activator 1) 1,
145kDa

Berechnete Masse:
128 kDa

Beobachtete Masse:
128-150 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:500-1:3000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB,ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Positivkontrollen:

WB: Jurkat-Zellen, HeLa-Zellen

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19159-1-AP (RFC1 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



WB result of RFC1 antibody (19159-1-AP; 1:1000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-RFC1 transfected HeLa cells.