

Nur für Forschungszwecke

# CECR1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:19185-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 19185-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC051755	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul	GeneID (NCBI): 51816	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: cat eye syndrome chromosome region, candidate 1	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 59 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG6168		

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
ELISA  
Getestete Reaktivität:  
Human

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
Lagerungspuffer:  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

