

Nur für Forschungszwecke

NUP107 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 19217-1-AP

7 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
19217-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 400 µg/ml von
Nanodrop und 240 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG5250

GenBank-Zugangsnummer:

BC017167

GeneID (NCBI):

57122

Vollständiger Name:

nucleoporin 107kDa

Berechnete Masse:

106 kDa

Beobachtete Masse:

107 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:2000-1:10000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:2000
für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Maus, Ratte, Zebrafisch, Ziege

Positivkontrollen:

WB : COLO 320-Zellen, HeLa-Zellen,
Maushodengewebe, Rattenhodengewebe

IP : HeLa-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Tao Wang	36151083	Nat Commun	IF
Zhixiong Liu	30876848	Neuron	WB
Barbara Celona	28072389	Elife	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19217-1-AP (NUP107 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-NUP107 (IP:19217-1-AP, 4ug; Detection:19217-1-AP 1:1000) with HeLa cells lysate 4000ug.