

Nur für Forschungszwecke

ABHD14A Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:19419-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
19419-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 400 µg/ml von
Nanodrop und 207 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG13744

GenBank-Zugangsnummer:
BC002571

GeneID (NCBI):
25864

Vollständiger Name:
abhydrolase domain containing 14A

Berechnete Masse:
271 aa, 30 kDa

Beobachtete Masse:
30-32 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:500-1:1000
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000
für WB
IF 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IF, IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : Mausnierengewebe,

IP : Mausnierengewebe,

IF : HeLa-Zellen,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



mouse kidney tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19419-1-AP (ABHD14A antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-ABHD14A (IP:19419-1-AP, 4ug; Detection:19419-1-AP 1:300) with mouse kidney tissue lysate 4000ug.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using 19419-1-AP (ABHD14A antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).