

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 19420-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC000216	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 550 µg/ml von Nanodrop und 233 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 79002	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:1000 IHC 1:20-1:200
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: chromosome 19 open reading frame 43	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 176 aa, 18 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG13747	Beobachtete Masse: 28 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : A431-Zellen, HEK-293-Zellen IHC : humanes Herzgewebe,
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen


C19orf43, also named as MGC2803 and fSAP18, is an Uncharacterized protein. It is 176aa, 18.4kd. We used the antibody raised from the C19orf43 protein, we get a ~28kd in human placenta, 293 and A431 cell.

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


Ausgewählte Validierungsdaten



A431 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19420-1-AP (C19orf43 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human heart using 19420-1-AP (C19orf43 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human heart using 19420-1-AP (C19orf43 antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).