

Nur für Forschungszwecke

SP140 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 19506-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

19506-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_007237

GeneID (NCBI):

11262

Vollständiger Name:

SP140 nuclear body protein

Berechnete Masse:

98 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

SP140 is one component of the nuclear body, also known as nuclear domain 10, PML oncogenic domain, and KR body. SP140 may be involved in the pathogenesis of acute promyelocytic leukemia and viral infection. The antibody can recognize SP140 but can't recognize the isoform LYSP100-A.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

