

Nur für Forschungszwecke

IP6K3-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 19518-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

19518-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 380 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_054111

GeneID (NCBI):

117283

Vollständiger Name:

inositol hexakisphosphate kinase 3

Berechnete Masse:

46 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

IP6K3, also named as IHPK3, belongs to the inositol phosphokinase (IPK) family. IP6K3 catalyze the reaction: ATP + 1D-myo-inositol hexakisphosphate = ADP + 5-diphospho-1D-myo-inositol (1,2,3,4,6)pentakisphosphate; ATP + 1D-myo-inositol 1,3,4,5,6-pentakisphosphate = ADP + diphospho-1D-myo-inositol tetrakisphosphate (isomeric configuration unknown). This antibody is specific to IP6K3

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

