

Nur für Forschungszwecke

# DNAI2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:19541-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

19541-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM\_023036

GeneID (NCBI):

64446

Vollständiger Name:

dynein, axonemal, intermediate

chain 2

Berechnete Masse:

69 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

## Hintergrundinformationen

DNAI2 belongs to the dynein intermediate chain family. It contains 5 WD repeats. DNAI2 is a part of the dynein complex of respiratory cilia. Mutation of DNAI2 may cause of primary ciliary dyskinesia type 9 (CILD9).

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

