

Nur für Forschungszwecke

# RGC32 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:19556-1-AP

1 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

19556-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM\_014059

GeneID (NCBI):

28984

Vollständiger Name:

chromosome 13 open reading frame

15

Berechnete Masse:

15 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Maus

## Hintergrundinformationen

RGC32, also named as C13orf15, modulates the activity of cell cycle-specific kinases. RGC32 enhances CDC2 activity. RGC32 may contribute to the regulation of the cell cycle. And it inhibits growth of glioma cells by promoting arrest of mitotic progression at the G2/M transition. The antibody can recognize these 2 isoforms of RGC32.

## Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Chenming Sun	29507108	J Immunol	WB,IF

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

