

Nur für Forschungszwecke

Phospho-Smtnl1 (Ser301) Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.: 19560-1-AP

1 Publikationen

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
19560-1-AP

Größe:
100ul, Konzentration: 629 µg/ml von
Nanodrop und 629 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_024230

GeneID (NCBI):
68678

Vollständiger Name:
smoothelin-like 1

Berechnete Masse:
49 kDa

Beobachtete Masse:
50 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung
Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:500-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:
WB

Getestete Reaktivität:
Maus

Zitierte Arten:
Maus

Positivkontrollen:
WB : Maus-Blasengewebe,

Hintergrundinformationen

Smtnl1 belongs to the smoothelin family. The antibody recognize Ser(301) phospho of Smtnl1.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Beata Lontay	26048986	J Biol Chem	WB

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse bladder tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19560-1-AP (Smtnl1-phospho-S301 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.