

Nur für Forschungszwecke

PLUNC Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 19562-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

19562-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_130852

GeneID (NCBI):

51297

Vollständiger Name:

palate, lung and nasal epithelium associated

Berechnete Masse:

27 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

PLUNC, also named as LUNX, NASG and SPURT, belongs to the BPI/LBP/Plunc superfamily and Plunc family. PLUNC may be involved in the airway inflammatory response after exposure to irritants. It is associated with tumor progression. PLUNC plays a role in innate immune responses of the upper airways.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

