

Nur für Forschungszwecke

CCT6B Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:19668-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
19668-1-AP

Größe:
150ul

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_006584

GeneID (NCBI):
10693

Vollständiger Name:
chaperonin containing TCP1, subunit
6B (zeta 2)

Berechnete Masse:
58 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

CCT6B, also named as CCT-zeta-2, TCP-1-zeta-like, CCT-zeta-like, Testis-specific Tcp20 and Testis-specific protein TSA303, Belongs to the TCP-1 chaperonin family. CCT6B is a molecular chaperone which assists the folding of proteins upon ATP hydrolysis. It is known to play a role, in vitro, in the folding of actin and tubulin. The antibody has no cross reaction to CCT6A.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

