

Nur für Forschungszwecke

EFNA2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:19684-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

19684-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_001405

GeneID (NCBI):

1943

Vollständiger Name:

ephrin-A2

Berechnete Masse:

213 aa, 24 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

Ephrin A2, also known as ELF1, Cek7L, and LERK6, is a member of the ephrin ligand family, which binds members of the Eph receptor family. The Eph family members are involved in central nervous system function and in development. The predicted 213-amino acid EFNA2 protein is composed of a signal sequence, a receptor-binding region, a spacer region, and a hydrophobic region. EFNA2 binds to the receptor tyrosine kinases EPHA3, EPHA4 and EPHA5.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

