

Nur für Forschungszwecke

NEB-Specific Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.: 19706-1-AP

2 Publikationen

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 19706-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: NM_004543	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 450 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 4703	Empfohlene Verdünnungen: IHC 1:20-1:200
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: nebulin	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 773 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, ELISA	Positivkontrollen: IHC : humanes Skelettmuskelgewebe,
In Publikationen genannte Anwendungen: WB	
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	
Zitierte Arten: Human, Maus	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

NEB, a giant muscle protein, may be involved in maintaining the structural integrity of sarcomeres and the membrane system associated with the myofibrils. NEB binds and stabilizes F-actin. Defects in NEB are the cause of nemaline myopathy type 2 (NEM2). The antibody is specific to NEB.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Ankit Garg	24960163	J Clin Invest	WB
Andres Ramirez-Martinez	28826497	Elife	WB

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skeletal muscle using 19706-1-AP (NEB-Specific antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skeletal muscle using 19706-1-AP (NEB-Specific antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).