

Nur für Forschungszwecke

SSTR4 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:19723-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
19723-1-AP

Größe:
150ul

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_001052

GeneID (NCBI):
6754

Vollständiger Name:
somatostatin receptor 4

Berechnete Masse:
42 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

SSTR4, also named as SS4R, belongs to the G-protein coupled receptor 1 family. SSTR4 is a receptor for somatostatin-14. SSTR4 is mediated by G proteins which inhibits adenylyl cyclase. It is functionally coupled not only to inhibition of adenylyl cyclase, but also to activation of both arachidonate release and mitogen-activated protein (MAP) kinase cascade. SSTR4 mediates antiproliferative action of somatostatin in tumor cells.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

