

Nur für Forschungszwecke

Thrombospondin 3-Specific Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.: 19727-1-AP

Vorgestelltes Produkt

3 Publikationen

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
19727-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 900 µg/ml von
Nanodrop und 467 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_007112

GeneID (NCBI):
7059

Vollständiger Name:
thrombospondin 3

Berechnete Masse:
104 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human, Maus

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

IHC : humanes Lebergewebe, humanes Kolongewebe,
Mausnierengewebe

Hintergrundinformationen

THBS3, also named as TSP3, belongs to the thrombospondin family. THBS3 is an adhesive glycoprotein that mediates cell-to-cell and cell-to-matrix interactions. THBS3 can bind to fibrinogen, fibronectin, laminin and type V collagen. The antibody is specific to THBS3.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Mansheng Li	34901026	Front Cell Dev Biol	IF
Davy Vanhoutte	34168130	Nat Commun	WB
Tobias G Schips	30622267	Nat Commun	WB, IF

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver tissue slide using 19727-1-AP (Thrombospondin 3-Specific antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver tissue slide using 19727-1-AP (Thrombospondin 3-Specific antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).