

Nur für Forschungszwecke

SYT7 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:19741-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
19741-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 193 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_004200

GeneID (NCBI):
9066

Vollständiger Name:
synaptotagmin VII

Berechnete Masse:
46 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

SYT7, also named as PCANAP7 and IPCA-7, belongs to the synaptotagmin family. SYT7 may be involved in Ca²⁺-dependent exocytosis of secretory vesicles through Ca²⁺ and phospholipid binding to the C2 domain or may serve as Ca²⁺ sensors in the process of vesicular trafficking and exocytosis.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

