

Nur für Forschungszwecke

ENGASE Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 19748-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

19748-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_001042573

GeneID (NCBI):

64772

Vollständiger Name:

endo-beta-N-acetylglucosaminidase

Berechnete Masse:

84 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

ENGASE belongs to the glycosyl hydrolase 85 family. ENGASE releases N-glycans from glycoproteins by cleaving the beta-1,4-glycosidic bond in the N,N'-diacetylchitobiose core. ENASE is involved in the processing of free oligosaccharides in the cytosol. The antibody can recognize all the 3 isoforms of ENGASE.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

