

Nur für Forschungszwecke

# ARSK-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:19749-1-AP



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 19749-1-AP	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> NM_198150	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 150ul , Konzentration: 900 µg/ml von Nanodrop und 580 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	<b>GeneID (NCBI):</b> 153642	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:500-1:2000
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Vollständiger Name:</b> arylsulfatase family, member K	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Berechnete Masse:</b> 61 kDa	
	<b>Beobachtete Masse:</b> 55 kDa	

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> WB,ELISA	<b>Positivkontrollen:</b> WB : HeLa-Zellen,
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human	

## Hintergrundinformationen

ARSK, also named as TSULF and ASK, belongs to the sulfatase family. ARSK binds 1 calcium ion per subunit. The antibody is specific to ARSK.

## Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19749-1-AP (ARSK-Specific antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.