

Nur für Forschungszwecke

BAGE2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:19754-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:	19754-1-AP	GenBank-Zugangsnummer:	NM_182482	Reinigungsmethode:	Antigen-Affinitätsreinigung
Größe:	150ul	GeneID (NCBI):	85319		
Wirt:	Kaninchen	Vollständiger Name:	B melanoma antigen family, member		
Isotyp:	IgG		2		
		Berechnete Masse:	12 kDa		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA
Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

BAGE2, also named as CT2.2, belongs to the BAGE family. BAGE2 is a candidate gene encoding tumor antigens. The antibody recognizes BAGE2 and BAGE3.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

