

Nur für Forschungszwecke

ABCA13 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:19764-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
19764-1-AP

Größe:
150ul

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_152701

GeneID (NCBI):
154664

Vollständiger Name:
ATP-binding cassette, sub-family A
(ABC1), member 13

Berechnete Masse:
576 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

ABCA13 belongs to the ABC transporter superfamily. The antibody recognizes the isoform1 and isoform2 of ABCA13.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

