

Nur für Forschungszwecke

USP40 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:19766-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
19766-1-AP

Größe:
150ul

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_018218

GeneID (NCBI):
55230

Vollständiger Name:
ubiquitin specific peptidase 40

Berechnete Masse:
140 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:
IF

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

USP40 belongs to the peptidase C19 family. USP40 may be catalytically inactive. It catalyze the reaction: Ubiquitin C-terminal thioester + H₂O = ubiquitin + a thiol.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yafei Zhou	37122207	Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci	IF

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

