

Nur für Forschungszwecke

ADCY8-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 19773-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

19773-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 133 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_009623

GeneID (NCBI):

11514

Vollständiger Name:

adenylate cyclase 8

Berechnete Masse:

140 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

ADCY8 belongs to the adenylyl cyclase class-4/guanylyl cyclase family. ADCY8 is a membrane-bound, calcium-stimulable adenylyl cyclase. It may be involved in learning, in memory and in drug dependence. ADCY8 catalyze the reaction: ATP = 3',5'-cyclic AMP + diphosphate. This antibody is specific to ADCY8.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

