

Nur für Forschungszwecke

BAI3-Specific Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.: 19789-1-AP

1 Publikationen

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

19789-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 300 µg/ml von Nanodrop und 173 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_001704

GeneID (NCBI):

577

Vollständiger Name:

brain-specific angiogenesis inhibitor 3

Berechnete Masse:

172 kDa

Beobachtete Masse:

135-140 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Maus

Positivkontrollen:

WB: HEK-293-Zellen, Jurkat-Zellen

Hintergrundinformationen

BAI3, also named as KIAA0550, belongs to the G-protein coupled receptor 2 family and LN-TM7 subfamily. BAI3 might be involved in angiogenesis inhibition and suppression of glioblastoma. This antibody is specific to BAI3.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Chang-Hai Fu	34302879	Behav Brain Res	IF, WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19789-1-AP (BAI3-Specific antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.