

Nur für Forschungszwecke

CNGA2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:19796-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 19796-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: NM_005140	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul	GeneID (NCBI): 1260	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: cyclic nucleotide gated channel alpha 2	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 76 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

CNGA2, also named as CNCA, CNCA1 and CNCG2, belongs to the cyclic nucleotide-gated cation channel (TC 1.A.1.5) family. Odorant signal transduction is probably mediated by a G-protein coupled cascade using cAMP as second messenger. The olfactory channel can be shown to be activated by cyclic nucleotides which lead to a depolarization of olfactory sensory neurons. The antibody recognize the C-term of CNGA2.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

