

Nur für Forschungszwecke

Collagen Type VI Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:19798-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
19798-1-AP

Größe:
150ul , Konzentration: 133 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_004369

GeneID (NCBI):
1293

Vollständiger Name:
collagen, type VI, alpha 3

Berechnete Masse:
344 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

COL6A3 belongs to the type VI collagen family. Collagen VI acts as a cell-binding protein. Defects in COL6A3 are a cause of Bethlem myopathy (BM). Defects in COL6A3 are a cause of Ullrich congenital muscular dystrophy (UCMD) which also known as Ullrich scleroatonic muscular dystrophy. This antibody is specific to COL6A3.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

