

Nur für Forschungszwecke

VCAN Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 19805-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

19805-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_004385

GeneID (NCBI):

1462

Vollständiger Name:

versican

Berechnete Masse:

373 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

VCAN, also named as PG-M, CSPG2 and GHAP, belongs to the aggrecan/versican proteoglycan family. VCAN may play a role in intercellular signaling and in connecting cells with the extracellular matrix. VCAN may take part in the regulation of cell motility, growth and differentiation. VCAN binds hyaluronic acid. The antibody recognizes the C-term of VCAN.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

