

Nur für Forschungszwecke

FAM50A Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:19849-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 19849-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC000028	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 1000 µg/ml von9130 Nanodrop;	GeneID (NCBI): Vollständiger Name: family with sequence similarity 50, member A	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:2000-1:10000
Wirt: Kaninchen	Berechnete Masse: 325 aa, 39 kDa	
Isotyp: IgG	Beobachtete Masse: 40 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG13907		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen, Jurkat-Zellen, NIH/3T3-Zellen
Getestete Reaktivität: Human, Maus	

Hintergrundinformationen

FAM50A belongs to the FAM50 family. It is highly conserved in length and sequence across different species. It is a basic protein containing a nuclear localization signal, and may function as a DNA-binding protein or a transcriptional factor.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19849-1-AP (FAM50A antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.