

Nur für Forschungszwecke

SNRNP25 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:19890-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 19890-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC001381	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul	GeneID (NCBI): 79622	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: small nuclear ribonucleoprotein	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 25kDa (U11/U12)	
Immunogen Katalognummer: AG13724	Berechnete Masse: 132 aa, 15 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

