

Nur für Forschungszwecke

C20orf149 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 19912-1-AP

5 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

19912-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 450 µg/ml von Nanodrop und 193 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG13740

GenBank-Zugangsnummer:

BC002531

GeneID (NCBI):

79144

Vollständiger Name:

chromosome 20 open reading frame 149

Berechnete Masse:

114 aa, 12 kDa

Beobachtete Masse:

10-12 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

IF 1:10-1:100

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Zitierte Arten:

Human, Maus

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : Maus-Pankreasgewebe,

IHC : humanes Kolongewebe, humanes Pankreasgewebe

IF : HeLa-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Marcel Morgenstern	34800366	Cell Metab	
Yangjiong Xiao	34041032	Front Oncol	WB
Mu Yun	34975328	Int J Biol Sci	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




mouse pancreas tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19912-1-AP (C20orf149 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon using 19912-1-AP (C20orf149 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon using 19912-1-AP (C20orf149 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of HeLa cells, using C20orf149 antibody 19912-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red). Blue pseudocolor = DAPI (fluorescent DNA dye).