

Nur für Forschungszwecke

DAPK1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:19938-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 19938-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: NM_004938	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul	GeneID (NCBI): 1612	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:200-1:1000 IHC 1:100-1:400
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: death-associated protein kinase 1	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 160 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB,ELISA	Positivkontrollen: WB : HepG2-Zellen, IHC : humanes Dünndarmgewebe,
Getestete Reaktivität: Human	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

DAPK1, also named DAPK, belongs to the protein kinase superfamily; CAMK Ser/Thr protein kinase family and DAP kinase subfamily. DAPK1 is a calcium/calmodulin-dependent serine/threonine kinase which acts as a positive regulator of apoptosis. It catalyzes the reaction: ATP + a protein = ADP + a phosphoprotein. The antibody recognizes isoform1 of DAPK1.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19938-1-AP (DAPK1 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human small intestine tissue slide using 19938-1-AP (DAPK1 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human small intestine tissue slide using 19938-1-AP (DAPK1 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).