

Nur für Forschungszwecke

CELSR3-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 19939-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

19939-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 133 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_001407

GeneID (NCBI):

1951

Vollständiger Name:

cadherin, EGF LAG seven-pass G-type
receptor 3 (flamingo homolog,
Drosophila)

Berechnete Masse:

358 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

CELSR3, also named as CDHF11, EGFL1, FMI1, KIAA0812 and MEGF2, belongs to the G-protein coupled receptor 2 family and LN-TM7 subfamily. CELSR3 is a receptor that may have an important role in cell/cell signaling during nervous system formation. This antibody is specific to CELSR3.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

