

Nur für Forschungszwecke

LAMA2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 19967-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

19967-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_000426

GeneID (NCBI):

3908

Vollständiger Name:

laminin, alpha 2

Berechnete Masse:

344 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

LAMA2 also named as LAMM. Binding to cells via a high affinity receptor, LAMA2 is thought to mediate the attachment, migration and organization of cells into tissues during embryonic development by interacting with other extracellular matrix components. Defects in LAMA2 are the cause of merosin-deficient congenital muscular dystrophy type 1A (MDC1A). The antibody recognizes the C-term of LAMA2.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

