

Nur für Forschungszwecke

HBD-Specific Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:19992-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
19992-1-AP

Größe:
150ul , Konzentration: 133 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_000519

GeneID (NCBI):
3045

Vollständiger Name:
hemoglobin, delta

Berechnete Masse:
16 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

HBD, also named as Delta-globin, belongs to the globin family. It is involved in oxygen transport from the lung to the various peripheral tissues. This antibody is specific to HBD. It has no cross reaction with HBB.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

