

Nur für Forschungszwecke

TNFAIP2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20001-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

20001-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_006291

GeneID (NCBI):

7127

Vollständiger Name:

tumor necrosis factor, alpha-induced protein 2

Berechnete Masse:

73 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

TNFAIP2, also named as B94, belongs to the SEC6 family. TNFAIP2 may play a role as a mediator of inflammation and angiogenesis. TNFAIP2 is differentially expressed in development and capillary tube-like formation in vitro. It is induced by TNF α and other proinflammatory factors.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

