

Nur für Forschungszwecke

TP53BP1-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:20002-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
20002-1-AP

Größe:
150ul , Konzentration: 200 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_005657

GeneID (NCBI):
7158

Vollständiger Name:
tumor protein p53 binding protein 1

Berechnete Masse:
214 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IF, IP, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

TP53BP1, also named as p53BP1, p202, 53BP1 and FLJ41424, may have a role in checkpoint signaling during mitosis. TP53BP1 enhances TP53-mediated transcriptional activation. TP53BP1 plays a role in the response to DNA damage. This antibody is specific to TP53BP1.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

