

Nur für Forschungszwecke

FZD5 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20007-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
20007-1-AP

Größe:
150ul

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_003468

GeneID (NCBI):
7855

Vollständiger Name:
frizzled homolog 5 (Drosophila)

Berechnete Masse:
65 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

FZD5, also named as HFZ5, belongs to the G-protein coupled receptor Fz/Smo family. It is a receptor for Wnt proteins. FZD5 may be involved in transduction and intercellular transmission of polarity information during tissue morphogenesis and/or in differentiated tissues. FZD5 interacts specifically with Wnt5A to induce the beta-catenin pathway.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

