

Nur für Forschungszwecke

CYP4F8 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20011-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 20011-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: NM_007253	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 350 µg/ml von Nanodrop und 227 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 11283	Empfohlene Verdünnungen: IHC 1:20-1:200
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: cytochrome P450, family 4, subfamily F, polypeptide 8	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 60 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, ELISA	Positivkontrollen: IHC : humanes Hautgewebe, humanes Nierengewebe
Getestete Reaktivität: Human	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

CYP4F8, also named as CPF8, belongs to the cytochrome P450 family. Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. CYP4F8 hydroxylates arachidonic acid (20:4n-6) to (18R)-hydroxyarachidonate. CYP4F8 shows little activity against prostaglandin (PG) D2, PGE1, PGE2, PGF2alpha, and leukotriene B4. CYP4F8 catalyzes omega-2 and omega-3-hydroxylation of PGH1 and PGH2. Catalyzes epoxidation of 4,7,10,13,16,19-(Z)-docosahexaenoic acid (22:6n-3) and 7,10,13,16,19-(Z)-docosapentaenoic acid (22:5n-3) and omega-3-hydroxylation of 4,7,10,13,16-(Z)-docosapentaenoic acid (22:5n-6). It catalyzes hydroxylation of PGI2 and carbaprostacyclin. The antibody has no cross reaction to other CYP4F member

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skin tissue slide using 20011-1-AP (CYP4F8 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skin tissue slide using 20011-1-AP (CYP4F8 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).