

Nur für Forschungszwecke

KCNAB3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20015-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

20015-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_004732

GeneID (NCBI):

9196

Vollständiger Name:

potassium voltage-gated channel,
shaker-related subfamily, beta
member 3

Berechnete Masse:

44 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

KCNAB3, also named as KCNA3B, belongs to the shaker potassium channel beta subunit family. KCNAB3 is an accessory potassium channel protein which modulates the activity of the pore-forming alpha subunit. Alters the functional properties of Kv1.5. The antibody recognizes the N-term of KCNAB3. It has no cross reaction to KCNAB1 and KCNAB2.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

