

Nur für Forschungszwecke

AKAP12 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:20016-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 20016-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: NM_005100	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul	GeneID (NCBI): 9590	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: A kinase (PKA) anchor protein 12	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 191 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA
Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

AKAP12, also named as AKAP250, is an anchoring protein that mediates the subcellular compartmentation of protein kinase A (PKA) and protein kinase C (PKC). The antibody recognizes the C-term of AKAP12.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

