

Nur für Forschungszwecke

TBC1D4 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20024-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 20024-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: NM_014832	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul	GeneID (NCBI): 9882	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: TBC1 domain family, member 4	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 147 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

TBC1D4, also named as AS160, KIAA0603, may act as a GTPase-activating protein for RAB2A, RAB8A, RAB10 and RAB14. Isoform 2 promotes insulin-induced glucose transporter SLC2A4/ GLUT4 translocation at the plasma membrane, thus increasing glucose uptake. The antibody recognizes all the isoform of TBC1D4.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

