

Nur für Forschungszwecke

AKAP11-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:20034-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
20034-1-AP

Größe:
150ul , Konzentration: 213 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_016248

GeneID (NCBI):
11215

Vollständiger Name:
A kinase (PKA) anchor protein 11

Berechnete Masse:
211 kDa

Beobachtete Masse:
220 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

AKAP11, also named as AKAP220, KIAA0629 and PRKA11, belongs to the AKAP110 family. AKAP11 binds to type II regulatory subunits of protein kinase A and anchors/targets them. The antibody is specific to AKAP11.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

